



Adult Drinking Cup



VM922

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Adult Drinking Cup from Aidapt. The Adult Drinking Cup is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

This Drinking Cup has a long mouthpiece making it easy to hold and comfortable to use. This specially-designed cup is supplied with two tops, one with a small hole for drinking fluids and the other featuring a larger hole for more solid food.

INSTRUCTIONS FOR USE

The Drinking Cup is simple to use:

- For drinking fluids, pour the drink into the cup then attach the supplied lid with the smaller hole.
- For more solid food or meal replacement drinks, pour the fluid into the cup then attach the supplied lid with the larger hole.

For your safety:

- Do not overfill the cup.
- Make sure that the lid is snugly attached before use.
- The Drinking Cup is not recommended for hot drinks.

CLEANING

Clean your Drinking Cup using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Always ensure that you wipe dry the equipment after cleaning.

The Drinking Cup can also be cleaned on the top tray of a domestic dishwasher on a standard/eco or cool program.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk

Usage and Maintenance Instructions

Ver. 2 07/2012 (2149)



Gobelet pour Adulte



VM922

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce gobelet pour adulte chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

- Déballez soigneusement le produit. Evitez l'utilisation de couteaux, cutters ou autres outils tranchants car cela pourrait endommager la surface de votre produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Le gobelet est long ce qui le rend plus facile à tenir et plus confortable à utiliser. Il est livré avec deux couvercles, un avec un petit trou pour les boissons liquides et un avec un trou plus grand pour la nourriture plus solide.

CONSEILS D'UTILISATION

Le gobelet est simple à utiliser :

- Pour les boissons liquides, versez la boisson dans le gobelet puis fixez la partie supérieure avec le plus petit trou.
- Pour la nourriture solide ou les boissons substitués de repas, versez le liquide dans le gobelet puis mettez le couvercle avec le plus gros trou.

Pour votre sécurité :

- Ne remplissez pas trop le gobelet.
- Vérifiez que le couvercle est bien serré avant de boire.
- L'utilisation de ce gobelet n'est pas conseillée pour les boissons chaudes.

NETTOYAGE

Lavez votre gobelet avec un produit vaisselle doux. N'utilisez pas de détergent abrasif ni d'éponge abrasive car cela pourrait sérieusement abîmer votre gobelet. Rincez bien puis essuyez soigneusement avec un torchon doux.

Il peut également être lavé au lave-vaisselle sur un programme standard ou économique.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé ce produit pendant longtemps, vérifiez qu'il est en bon état.

En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne le prêtez pas.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Trinkbecher für Erwachsene



VM922

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Trinkbechers für Erwachsene von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Becher hat ein langes Mundstück, welches den Becher einfach zu halten und komfortabel zu gebrauchen macht. Dieser speziell entwickelte Becher ist mit zwei Deckeln ausgestattet: einer mit einem kleinen Loch für das Trinken von Flüssigkeiten, und einer mit einem großen Loch für festere Nahrung.

GEBRAUCH

Die Benutzung dieses Bechers ist einfach:

- Für das Trinken von Flüssigkeiten füllen Sie das Getränk in den in den Becher und verschließen Sie den Becher mit dem Deckel mit dem kleineren Loch.
- Für festere Nahrung oder Mahlzeit-Ersatz-Getränke verwenden Sie bitte den Deckel mit dem größeren Loch.

Zu Ihrer Sicherheit:

- Überfüllen Sie den Becher nicht.
- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Deckel fest sitzt.
- Der Becher wird nicht für Heißgetränke empfohlen.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch. Scheuermittel, wie z.B. AJAX, oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Stellen Sie sicher, dass sie das Gerät nach der Reinigung stets trocken wischen.

Diese Produkt kann auch mit einer regulären Geschirrspülmaschine gewaschen werden (Standard-, Öko- oder Kalt-Programm).

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815